



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia

Szczegółowy opis dozowników

1. Dozowniki kompatybilne z preparatami do higienicznego i chirurgicznego mycia, dezynfekcji oraz pielęgnacji rąk w obszarze medycznym. Spełniający wszystkie kryteria zgodne z definicją systemu zamkniętego: konstrukcja dozownika i opakowań preparatów eliminująca możliwość tworzenia się biofilmu (brak jakichkolwiek przewodów o długim wąskim przekroju). Dozowniki łokciowe, z trwałego tworzywa bez elementów metalowych i transparentnych, maksymalnie 3 części składowe w tym dodatkowe zabezpieczenie zaworu dozującego przed bezpośrednim kontaktem z dłonią, ściana obudowy przejrzysta, pozwalająca na łatwą identyfikację produktu – **w ilości 60 sztuk.**
2. Uniwersalny dozownik łokciowy SM-2, wykonany z tworzywa ABS, dostosowany do butelek o pojemności 500 ml. Budowa dozownika pozwala na kontrole ilości preparatu, łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki. Możliwość dozowania preparatu w dawkach 1, 2 i 3 ml. Specjalna konstrukcja pompki i zintegrowany z nią docisk do butelki zapobiega wyparowywaniu i zakażeniu preparatu. Wymiary: wysokość: 30 cm, szerokość: 9,5 cm, głębokość 12 cm, głębokość z ramieniem 20,5 cm – **w ilości 60 sztuk.**